

## Masťný tyl

Tyl Cuticell® je vyrobený z acetátovej textílie s malými okami a je impregnovaný neliečivou masťou.

## Vlastnosti

Hydrofóbná povaha povlaku minimalizuje priľnavosť k obväzom a vysychanie rany. Malá veľkosť ôk hladkej acetátovej tkaniny znižuje riziko zarastania tkaniva. Masťný tyl je upokojujúci a minimalizuje bolesť pri výmene. Cuticell® je priepustný a priedušný. To umožňuje voľný priechod exsudátov a zabraňuje okluzívnym účinkom. Cuticell® sa po rozrezaní nerozstrapká a ľahko sa nanáša. Cuticell® je vhodný aj pre pacientov s citlivou pokožkou.

## Indikácie

Cuticell® sa používa ako primárna kontaktná vrstva s ranou pri liečbe povrchových exsudujúcich rán ako napr.: ošetrovanie pacientov s citlivou pokožkou, popáleniny, odreniny, tržné rany, vredy tepnové a žilové na nohách a dekubity, chirurgické rezy, plúzgiere, omrzliny, miesta po transplantácii darcu kožných štepov, tržné rany, odreniny, chronické posttraumatické rany, radiačné poranenia, lymfedém, radiačné poranenia.

## Návod na používanie

Pred aplikáciou by sa rana mala vyčistiť ako obvykle. Vyberte Cuticell® z obalu, odlepte ho z obalu a jemne ho nasadte na ranu. Na Cuticell® umiestnite sterilné absorpčné krytie, aby sa absorboval exsudát, ak je to vhodné. Krytie zafixujte obväzom alebo lepiacim materiálom.

## Kontraindikácie

Zložky masť (vazelína, lanolínový alkohol a cetearyl alkohol) sú často používané vo farmaceutických a kozmetických výrobkoch kvôli ich dobrej znášateľnosti. Preto existuje riziko vzniku dermatitídy alebo alergií extrémne nízka. Cuticell® by sa však nemal používať u pacientov s neznámou alergiou alebo pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zo zložiek.

## Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Cuticell® je balený na jedno použitie. Nepoužívajte opakovane ani nesterilizujte, je tam riziko prenosu telesných tekutín alebo kontaminovaním tkaniva medzi pacientov. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo

poškodený. Použitie Cuticell® vo viacerých vrstvách, alebo u silne exsudujúcich rán môže spôsobiť oklúziu (uzavretie rany). Impregnované gázové obväzy sa môžu prilepiť na spodinu suchej rany.

## Sortiment

Cuticell® je k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach balenia:

REF	Veľkosť	počet kusov v balení
72539-00	7,5 x 7,5 cm	10
72539-01	7,5 x 7,5 cm	50
72539-02	7,5 x 20 cm	10
72539-03	7,5 x 20 cm	50
72539-04	20 x 40 cm	25

Revízia textu: apríl 2011

STERILE | R

LATEX FREE FORMULA C E 0124



 Nepoužívajte ak je obal poškodený.

® = registered trademark

 BSN medical GmbH  
Quickbornstrasse 24  
20253 Hamburg · Germany

**BSN** medical