




Pás tehotenský P6094A

Indikácie:	-poskytuje podporu svalom v krížovej oblasti -predchádza ochabnutiu svalstva v brušnej oblasti počas a po tehotenstve					
Spôsob nasadenia:	Pás sa zapína pod bruchom					
Skladovanie:	V originálnom balení, na suchom a tmavom mieste.					
Pranie:	Perte ručne pri teplote 40°C a používajte jemné pracie prostriedky. Nepožívajte aviváž, chlór, chemické čistenie. Sušte rozložené ďaleko od zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.					
Upozornenie:						
Výber správnej veľkosti:	Za účelom výberu správnej veľkosti, je potrebné zmerať obvod pod bruchom					
Tabuľka veľkostí						
	S	M	L	XL	XXL	
Veľkosť Obvod pod bruchom	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm	
Materiál:	40% bavlna, 30% nylon, 15% polyviskóza, 15% elastan					
				 Výrobca:	MORSA MEDIKAL ORTOPEDI VE MAK.SAN.TIC.LTD.STI BUCA OSB 3 BOLGE 2/21 SK NO: 12 BUCA- IZMIR Turecko	
Distribútor pre slovenkú republiku:	MEDMEDICAL ZP s.r.o. Oščadnica 236, 02301 IČO: 48 088 846 tel. 00421 949 491 050 tel. 00421 949 491 020 email: info@medmedical.sk www.medmedical.sk				Dátum výroby:	
	Dátum vydania návodu na použitie: 18/05/2023					